

11 月养龟注意事项

11 月养龟的核心是**应对气温下降**，重点做好温度调控、喂食调整和冬眠准备，避免温差和不当管理导致龟生病。

1. 温度：严格控制，避免骤变

温度是 11 月养龟的第一关键，直接影响龟的食欲和健康。

- 保持环境稳定：室内养龟需避免放在窗边、门口等温差大的位置；室外养龟若气温低于 15°C，需及时移入室内。
- 必要时加温：若水温低于 20°C，水龟可使用加热棒将水温稳定在 22-25°C；半水龟可在饲养箱内放置加热垫，保持空气温度不低于 20°C。
- 禁止温差过大：换水或调整环境时，新环境与原环境的温差不能超过 3°C，否则易引发感冒或肺炎。

2. 喂食：逐步减量，提前清肠

11 月中下旬气温下降后，龟的消化能力会大幅减弱，需调整喂食策略。

- 控制喂食频率：气温 20-25°C 时，可 2-3 天喂一次；低于 20°C 时，逐渐**停食清肠**。
- 选择易消化食物：以龟粮为主，减少鱼虾、肉类等难消化食物的比例，避免消化不良。
- 提前清肠：停食前 1-2 周，可喂少量益生菌帮助肠道排空，防止冬眠时肠道残留食物腐坏引发肠炎。

3. 换水：减少频率，保证水温

低温下龟代谢变慢，水质恶化速度减缓，但仍需维持基本水质。

- 降低换水频率：正常情况下 1-2 周换一次水，每次换水量为总水量的 1/3 即可，避免全缸换水刺激龟。
- 保证水温一致：新水需提前晾晒 1-2 天，去除氯气，且水温需与原缸水一致后再加入。
- 清理残食粪便：每次喂食后 1 小时内，及时捞出未吃完的食物和粪便，减少水质污染。

4. 冬眠：健康龟准备，弱龟不冬眠

若龟需冬眠，11月需完成准备工作；幼龟、病龟或体质弱的龟建议加温过冬，不冬眠。

- 冬眠前检查：确保龟无外伤、无疾病（如白眼病、腐甲），体重达标（水龟建议30g以上），不健康的龟冬眠死亡率极高。
 - 准备冬眠环境：水龟可使用浅水位（没过背甲1-2cm）+ 椰土/苔藓；半水龟可使用椰土+苔藓，保持环境湿润（湿度60%-80%）、温度稳定在5-10℃
 - 冬眠期间监测：每周观察一次，避免环境温度低于0℃或高于15℃，发现龟腐皮、腐甲需立即终止冬眠并治疗。
-

11月养龟每日检查清单（水龟版 vs 半水龟版）

一、水龟专属检查清单

（一）每日必查项（核心保障）

检查类别	检查内容	判断标准/异常处理
温度监测	1. 水体温度（用温度计插入水中10cm处） 2. 饲养环境空气温度	1. 加温时需稳定在22-25℃，低于20℃立即调大加热棒功率； 2. 空气温度与水温温差不超过3℃，否则移走窗边等温差大的位置。
水质与水位	1. 水体透明度（是否浑浊、有食物残渣/粪便） 2. 水位高度（是否没过龟背甲）	1. 水体发臭、能见度低于10cm时，用吸管吸走污物（不整缸换水）； 2. 水位需没过背甲1-2倍，过低加水，过高减少（防止呛水）。
活动状态	1. 游泳是否平稳（有无侧浮、翻肚）	1. 侧浮可能是肺炎，立即升温至28℃并隔离；

	2. 呼吸是否张嘴、伸脖子	2. 张嘴呼吸需检查水质，避免氨气刺激。
设备运行	1. 加热棒是否正常发热（触摸表面） 2. 过滤器是否有水流声	1. 加热棒不发热需更换，避免水温骤降； 2. 过滤器停转需清理滤棉，保证水循环。

（二）按需检查项（灵活调整）

- 喂食相关**：仅气温 $\geq 20^{\circ}\text{C}$ 时检查，喂食后 1 小时内捞走剩余鱼虾/龟粮，避免污染水体； $20-25^{\circ}\text{C}$ 每 2-5 天喂 1 次， $15-20^{\circ}\text{C}$ 停食清肠。
- 冬眠准备**（计划冬眠龟）：检查龟背甲/腹甲有无腐甲（白斑、发软），体重是否 $\geq 30\text{g}$ ；冬眠水位控制在没过背甲 1-2cm，或用椰土等垫材铺缸底（厚 3-5cm），避免干养，定期喷水。

二、半水龟专属检查清单

（一）每日必查项（核心保障）

检查类别	检查内容	判断标准/异常处理
温度监测	1. 饲养箱内空气温度 2. 垫材表面温度（用温度计贴垫材测量）	1. 加温时空气温度需 $20-23^{\circ}\text{C}$ ，低于 18°C 开加热垫； 2. 垫材温度不低于 15°C ，否则在垫材下加铺加热垫（垫隔热层防烫伤）。
垫材与水盆	1. 垫材湿度（椰土/泥炭土） 2. 水盆水量（是否有清洁饮水）	1. 手捏垫材成团不散（湿度 60%-80%），太干喷温水，太湿加干垫材； 2. 水盆需装满清洁水，发现水浑浊立即更换（避免喝脏水引发肠炎）。
活动状态	1. 爬行是否有力（有无瘫软、缩肢不动） 2. 眼部是否肿胀、有分泌物	1. 瘫软可能是低温，立即升温并补充葡萄糖水； 2. 眼部异常需用浅水冲洗，涂抹龟类专用药水。

设备运行	1. 加热垫是否贴紧垫材（表面温度） 2. 湿度计数值是否正常	1. 加热垫不发热需检查线路，避免局部低温； 2. 湿度计低于 50%时，在饲养箱内放湿毛巾增湿。
-------------	------------------------------------	--

（二）按需检查项（灵活调整）

1. **喂食相关**：仅气温 $\geq 20^{\circ}\text{C}$ 时喂食，喂后 30 分钟内清理剩余的蔬菜/水果残渣（避免垫材发霉）； $20\text{-}25^{\circ}\text{C}$ 每 2-3 天喂 1 次， $15\text{-}20^{\circ}\text{C}$ 停食清肠。
2. **冬眠准备**（计划冬眠龟）：检查龟四肢是否有腐皮（脱皮、红肿），体重是否 $\geq 20\text{g}$ ；冬眠垫材厚度需 **5-8cm**（龟能钻进去），每周喷 1 次温水保持湿度，避免垫材结块。

如果你需要“龟类冬眠每月检重点清单”可以找一下命脉龟类繁育师，会告知水龟冬眠期的水体换水频率、半水龟冬眠期的垫材更换时机，如果出现“冬眠异常信号”（如龟频繁苏醒、腐皮）请立刻找他了解，

【命脉龟粮】帮你更稳妥地度过冬眠准备关键期。



【命脉龟宠】龟粮总部：
强子



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。